

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PIED NÉONATAL DÉPORTÉ VELCRO (0-2 ANS)

Réf. DPOXY03



OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PIED NÉONATAL DÉPORTÉ VELCRO (0-2 ANS)



Réf. DPOXY03

- Oxygène de pouls adulte/enfant avec fonction on/off automatique
- Capteur pédiatrique déporté velcro jetable pour pied (0-2 ans) inclus
- Allumage automatique dès l'insertion du doigt dans l'oxymètre
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes sans activité
- Affichage OLED haute résolution de la SPO2, PR, bargraphe et pléthyspogramme
- SpO2 de l'adulte au nourrisson
- Indicateur visuel de batterie faible ; autonomie : 30 heures en utilisation continue
- Ecran couleur multidirectionnel (4 positions) avec pléthysmogramme pour un placement optimal du doigt
- Alarmes sonores et visuelles (clignote) pré-réglées pour la SpO2 et le Pouls
- Dimensions : 61 x 31 x 33mm ; Poids : 59g (avec piles)
- Livré avec 2 piles type AAA alcaline, 1 dragonne et 1 housse de rangement

Spécifications SpO2

Plage de mesure 35% - 99% ; Précision +/-2% entre 70% - 99% +/-3% en dessous de 70%

Alertes SpO2 Seuil bas : 90%

Spécifications Pouls (PR)

Plage de mesure 30bpm - 240bpm ; Précision ±2bpm or ±2%

Alertes Pouls Seuil haut: 120bpm ; Seuil bas: 50bpm

Affichage Indice de Perfusion PI : Plage de mesure 0% - 20%

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0123

Code barres : 6949006031103

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018909911

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,1

Largeur conditionnement (cm) : 15,0

Longueur unitaire (cm) : 3,1

Longueur conditionnement (cm) : 22,0

Hauteur unitaire (cm) : 3,3

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) : 0,059

Poids conditionnement (kg) : 0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



14/10/2021 21:38