

# PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMPE02-CIII

**KERN**



CE  
0297



# PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPE02-CIII

## Pèse personne EKMPE02 avec toise et homologué en classe III médicale

- Toise télescopique intégrée dans la colonne (mesure : 88 à 220 cm)
- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction "mère et enfant" : le poids de la mère est pris, puis l'échelle est remise à zéro sur simple pression d'un bouton. Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l'enfant sera automatiquement affiché à l'écran
- Facile à transporter grâce aux deux roulettes intégrées
- Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,1 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plateau :  
LxPxH 365x360x80 mm
- Poids net env. 12 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui      Classe Im (fonction de mesurage)      Classe de précision de mesure : Classe III

Marquage : CE0297      Code barres : 3661040063249

Garantie (mois) : 36      Code douanier :

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 45,0      Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 36,5      Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 103,0      Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 13,000      Poids conditionnement (kg) :

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)      Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)      Humidité maxi : (N/A)



17/08/2021 13:16

# PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPE02-CIII

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMPE02	Pèse-personne Kern à colonne MPE avec toise rétractable - 250 kg	1
EKCERTI06	Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale)	1