

PÈSE-PERSONNE KERN MPC, AFFICHEUR DÉPORTÉ 300 KG, 100 G


Réf. EKMPC02

KERN

GARANTIE
2
ANS
CLASS
QUANTITE

CE
0297

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I_m



PÈSE-PERSONNE KERN MPC, AFFICHEUR DÉPORTÉ 300 KG, 100 G



Réf. EK MPC02

Version 300 kg et plateau plus grand ! Convient particulièrement pour peser les patients en sur-poid

Le best-seller dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux

- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance
- Poignée très stable pour le transport de la balance
- Afficheur à position variable : p. ex. libre ou vissé au mur. Support mural en série pour montage mural de l'afficheur
- Grande surface à revêtement plastique antidérapant et résistant à l'usure, pour une stabilité optimale du patient
- Fonction Hold : pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Il reste ainsi plus de temps à consacrer au patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus tard en toute tranquillité
- Fonction IMC pour le calcul du sous-poids/poids normal/surpoids
- Fonction mère-enfant : le poids de la mère déterminé par la pesée est réglé sur zéro d'une pression de bouton. Ensuite, la mère et l'enfant sont pesés ensemble. L'écran affiche alors directement le poids de l'enfant. - Particulièrement agréable pour les bébés, qui peuvent être pesés en toute sécurité et sérénité dans les bras de leur mère
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, (Fonctionnement sur accu en option)
- En Option = Classe d'homologation III : EK MPC02-CIII

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 3661040217711

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 20:13