

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPC - 250 KG - 100 G

Réf. EKMPC01

KERN



GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE

CE
0297

DISPOSITIF MÉDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I_m

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN

MPC - 250 KG - 100 G



Réf. EKMPC01

Pèse-personne avec afficheur déporté qui peut être fixé au mur

- Hygiénique et facile à nettoyer
 - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
 - Poignée très stable pour le transport de la balance
 - Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
 - Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
 - Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
 - Fonction "mère et enfant" : le poids de la mère est pris, puis l'échelle est remise à zéro sur simple pression d'un bouton. Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l'enfant sera automatiquement affiché à l'écran
 - Filtrage des vibrations
 - Lecture haute résolution : la mesure peut être augmentée d'une décimale en appuyant simplement sur une touche
 - Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
 - Graduation 0,1 kg
 - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
 - Homologable en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions afficheur :
LxPxH 200x130x60 mm
 - Poids net env. 10 kg
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 4045761096561

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 36,0

Largeur conditionnement (cm) : 43,5

Longueur unitaire (cm) : 36,5

Longueur conditionnement (cm) : 55,5

Hauteur unitaire (cm) : 8,0

Hauteur conditionnement (cm) : 20,0

Poids unitaire (kg) : 9,700

Poids conditionnement (kg) : 9,740

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



17/08/2021 13:16