

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD-EM - 250 KG - GRAD 200 G

Réf. EKMPD_M01

KERN



GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTIE

CE
0297

DISPOSITIF MÉDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I_m

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD-EM - 250 KG - GRAD 200 G



Réf. EKMPD_M01

Pèse-personne robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel

Identique au pèse-personne MPD sans adaptateur secteur et sans rétroéclairage.

Affichage plus rapide grâce à la résolution réduite.

- Idéal dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux : grand gain de temps dans l'utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Grand écran LCD, sans rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,02 kg
- Fonctionnement uniquement sur piles (6 x 1,5V AA fournies)
- Homologable en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plateau :
LxPxH 365x360x80 mm
- Dimensions afficheur :
LxPxH 200x130x60 mm
- Dimensions balance :
LxPxH 365x490x120 mm
- Poids net env. 10 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 3661040187396

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 49,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 36,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 12,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 10,000

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



16/08/2021 21:50