

# PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD - 250 KG

Réf. EKMPD01



**KERN**

GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GARANTIE

CE  
0297

DISPOSITIF MÉDICAL  
MEDICAL DEVICE  
CLASSE  
**I<sub>m</sub>**

# PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD - 250 KG



Réf. EKMPD01

## Pèse-personne robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel

- Idéal dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux : grand gain de temps dans l'utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,01 kg
- Fonctionnement possible sur piles (6 x AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologation possible en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions plateau :  
LxPxH 365x360x80 mm
- Dimensions afficheur :  
LxPxH 200x130x60 mm
- Dimensions balance :  
LxPxH 365x490x120 mm
- Poids net env. 10 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 4045761096578

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 49,0

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) : 36,5

Longueur conditionnement (cm) : 55,0

Hauteur unitaire (cm) : 12,0

Hauteur conditionnement (cm) : 44,0

Poids unitaire (kg) : 10,000

Poids conditionnement (kg) : 10,000

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



16/08/2021 21:49