

# LIAN NANO BRASSARD CLINIC ADULTE SPENGLER

Réf. 513250 513251 513252



# LIAN NANO BRASSARD CLINIC ADULTE SPENGLER



Réf. 513250 513251 513252

**Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.**

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion.

Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

**GRANDE PRÉCISION DES MESURES**

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

**CONFORT**

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

**RÉSISTANT AUX CHOCS**

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

**BRASSARD**

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), Clinic®, jaune
- Polymex
- Existe en multibrassard (L, M, S), taille S (20-28 cm) et taille L (32-42 cm)

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446022693

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,524

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



17/01/2022 12:36

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.