

LIAN NM BRASSARD VELCRO NYLON



Réf. 520619 520620 520621 520627 520622 520626 520623 520624



LIAN NM BRASSARD VELCRO NYLON



Réf. 520619 520620 520621 520627 520622 520626 520623 520624

Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), nylon, gris
- Livré avec une trousse de transport

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446008406

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,667

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



02/11/2021 22:20