

GANT DRAGON NON POUDRE

Examination DRAGON gloves powder free

DESCRIPTION / DESCRIPTION	Gant latex « dragon skin » sans poudre / Examination latex « dragon skin » gloves powder free Poignet roulé / Rolled wrist
INDICATIONS/ INDICATIONS	Les gants médicaux sont des dispositifs de protection cutanée à usage unique utilisés lors de la réalisation de soins présentant un risque infectieux pour le soignant et/ou le patient Medical gloves are single-use skin protection devices used in performing care that pose an infectious risk to the caregiver and/or patient
REGLEMENTATION / REGULATIONS	Dispositif médical de classe I / Class I medical device RDM (UE) 2017/745 ASTM D3578 et EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 et EN 455-4
COMPOSITION / COMPOSITION	Non poudré / Powder free Latex naturel / natural latex Paume texturée / Textured palm

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

DIMENSIONS / SIZE

Taille Size	Dénomination Denomination	Référence Reference	Largeur de la paume de la main / Width of palm of hand (mm)	Longueur / Length (mm)	Conditionnement Packaging
S	Small	A1502	84 ± 3	240 ± 5	Boite de 100 gants Cartons de 10 boîtes 100 gloves per box / 10 boxes per carton
M	Medium	A1503	94 ± 3	240 ± 5	
L	Large	A1504	103 ± 3	240 ± 5	
XL	Extra Large	A1505	115 ± 3	240 ± 5	

EPAISSEUR / THICKNESS

Taille Size	Référence Reference	Epaisseur / thickness (mm)		
		Doigt / finger (à 13.3 mm de l'extrémité / 13.3 mm from the end)	Paume / palm (au centre de la paume/ in the center of the palm)	Poignet / Wrist (à 25 mm de l'extrémité du poignet/ 25 mm from the end of the wrist)
S	A1502	0,17 ± 0,03	0,14 ± 0,03	0,10 ± 0,02
M	A1503	0,17 ± 0,03	0,14 ± 0,03	0,10 ± 0,02
L	A1504	0,17 ± 0,03	0,14 ± 0,03	0,10 ± 0,02
XL	A1505	0,17 ± 0,03	0,14 ± 0,03	0,10 ± 0,02

Couleur (Color)	Noir / Black	AQL	1.5
Ambidextre (ambidextrous)	Oui / Yes		















PROPRIETES PHYSIQUES & BIOLOGIQUES / BIOLOGICAL & PHYSICAL PROPERTIES

	Avant vieillissement (before aging)	Après vieillissement (after aging)
Elongation (%) (elongation at break)	Min. 750	Min. 500
Résistance traction (MPa) (Tensile Strength)	Min. 21	Min.18
Force à la rupture (N) (Force at break)	≥ 9.0	≥ 6.0

Taux de protéines : Max. 50 µg/dm²

Taux de poudre : Max. 2 mg/gant

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Contenu en latex ou présence de caoutchouc naturel / <i>Latex content or presence of natural rubber</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix		Sens de stockage / <i>Storage orientation</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.

/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec à l'abri de la lumière / *Keep in a clean, dry place away from light*

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit délivré non stérile / *Non sterile products*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

