

Alèse Abri-Soft *Basic* – 60x60 cm – 1000 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :



Fabrication Française

Testé dermatologiquement
Produits sans risque d'irritation

Label FSC
Cellulose provenant de forêts responsables

Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de l'utilisateur et de son environnement

Patients



ABRI-SOFT

Description produit:

- Destinée à la protection des lits, matelas et/ou chaises
- Peut être utilisée lors de procédures non stériles telles que la pose de pansements ou les prises de sang afin de maintenir une hygiène parfaite
- Le voile de surface en non tissé assure la diffusion rapide des liquides vers le matelas absorbant et permet une protection maximale contre les fuites
Peut être utilisée en complément de protections pour les personnes incontinentes



Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO1948-1)

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Absorption (ml)
4117	60 x 60 cm	Fluff + Non Tissé + PE	1000



Alèse Abri-Soft *Basic* – 60x60 cm – 1000 ml

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachets / carton	Cartons / palette
4117	60	4 / 240	20 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Plan de palettisation	Code GTIN
61 x 41 x 37,5 cm	13 kg	5 rangées de 4 cartons	Sachet: 5703538933653 Carton: 5703538933677
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	Poids produit
Oui	France	5 ans	50g (+/-5)
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

