

Alèse Abri-Soft *Classic* – 60x60 cm – 1300 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :



Fabrication Française

Testé dermatologiquement
Produits sans risque d'irritation

Label FSC
Cellulose provenant de forêts responsables

Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de l'utilisateur et de son environnement

Patients



ABRI-SOFT

Description produit:

- Destinée à la protection des lits, matelas et/ou chaises
- Peut être utilisée lors de procédures non stériles telles que la pose de pansements ou les prises de sang afin de maintenir une hygiène parfaite
- Le voile de surface en non tissé assure la diffusion rapide des liquides vers le matelas absorbant et permet une protection maximale contre les fuites
- Peut être utilisée en complément de protections pour les personnes incontinentes



Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO11948-1)

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Absorption (ml)
4119	60 x 60 cm	Fluff + Non Tissé + PE	1300



Alèse Abri-Soft *Classic* - 60x60 cm - 1300 ml

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachets / carton	Cartons / palette
4119	25	4 / 100	36 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Plan de palettisation	Code GTIN
41,5 x 41 x 33 cm	6,6 kg	6 rangées de 6 cartons	Sachet: 5703538124778 Carton: 5703538124792
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	Poids produit
Oui	France	5 ans	60 g (+/-5)
Stockage	<p>Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.</p>		

