

Alèse Abri-Soft *Classic* - 60x75 cm - 1700 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :



Fabrication Française

Testé dermatologiquement
Produits sans risque d'irritation

Label FSC
Cellulose provenant de forêts responsables

Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de l'utilisateur et de son environnement

Patients



ABRI-SOFT

Description produit:

- Destinée à la protection des lits, matelas et/ou chaises
- Peut être utilisée lors de procédures non stériles telles que la pose de pansements ou les prises de sang afin de maintenir une hygiène parfaite
- Le voile de surface en non tissé assure la diffusion rapide des liquides vers le matelas absorbant et permet une protection maximale contre les fuites
- Peut être utilisée en complément de protections pour les personnes incontinentes



Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO11948-1)

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

| Références | Dimensions | Matière | Absorption (ml) |
|------------|------------|------------------------|-----------------|
| 4122 | 60 x 75 cm | Fluff + Non Tissé + PE | 1700 |

Alèse Abri-Soft *Classic* - 60x75 cm - 1700 ml

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

| Référence | Unités / sachet | Unités : sachets / carton | Cartons / palette |
|-------------------|---|---------------------------|--|
| 4122 | 30 | 4 / 120 | 16 cartons |
| Dimensions carton | Poids carton (brut) | Plan de palettisation | Code GTIN |
| 54 x 41 x 33 cm | 10,3 kg | 4 rangées de 4 cartons | Sachet: 5703538124891 Carton: 5703538124914 |
| Marquage CE | Fabrication | Durée de vie | Poids produit |
| Oui | France | 5 ans | 90 g (+/-5) |
| Stockage | Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C. | | |

