

BOÎTE ALUMINIUM



BOÎTE ALUMINIUM

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
 - Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
 - Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination
- Format 17 x 7 x 2 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040000244
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90184990
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	7,6	Largeur conditionnement (cm) :	7,6
Longueur unitaire (cm) :	17,5	Longueur conditionnement (cm) :	17,5
Hauteur unitaire (cm) :	2,5	Hauteur conditionnement (cm) :	2,5
Poids unitaire (kg) :	0,107	Poids conditionnement (kg) :	0,107
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:41