


Change complet bariatrique

INCONTINENCE



Jusqu'à 254 cm



UTILISATEURS

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE LOURDE

BARIATRIQUE



- 1** **Panneaux à verrouillage direct**
Panneau arrière des changes avec deux languettes Easy-Lock Fastener® pour un ajustement confortable.
- 2** **Odor Guard®**
Aide à neutraliser en avance les odeurs.
- 3** **Ailes Expantex™**
Les panneaux élastiques doux et souples procurent un ajustement sûr et profilé.
- 4** **Easy Lock Fastener®**
Les attaches adhèrent fermement sans être collantes.
- 5** **Revêtement extérieur semblable à du tissu**
Revêtement extérieur doux, perméable et confortable.
- 6** **QUICK WICK® avec technologie MaxSoft™**
Matériau doux qui évacue rapidement l'humidité de la peau.

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF free)
Sous-couche	Couche d'acquisition, non-tissé blanc
Non-tissé	Polypropylène (PP), hydrophile permanent
Barrières	Polypropylène (PP), non-tissé hydrophobe
Elastiques	Elasthanne, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates



Change complet bariatrique

DIMENSIONS PRODUIT

Poids produit : 101,6 x 68,6 cm

ABSORPTION

Poids produit : 130g

Test Rothwell ISO 11948-1

2238 ml

CE

Dispositif médical
Classe I 93/42/CEE

DONNÉES LOGISTIQUES



Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton
4	10	40
Cartons / Palette		Cartons / Palette gerbée
40		40
EAN Carton		EAN Sachet
100908915002		00 90891 500284
Dimensions carton	Poids brut carton	Origine
49,5 x 24,5 x 35,5 cm	5 520 g	USA