

DESIGNATION : BLOUSE DE SOINS IMPERMEABLE


REFERENCE : M021-30BC

D73-02-FT

Version 1/2

Page 1/1

LOT :

	APPLICATIONS	
	Pour la protection du personnel Recommandée dans les services d'isolement Modèle imperméable	
	TAILLE	
	Unique	
	DIMENSIONS	
	Largeur : 70 cm Longueur 110 cm	
	COLORIS	
	Blanc	
PRÉSENTATION DU MODÈLE	Manches longues Liens à l'encolure et à la taille Poignets élastiqués Emballage par 10 sous sachet recyclé	
MODE D'ÉLIMINATION	<i>Par incinération</i>	
COMPOSITION DE LA MATIÈRE	<i>(*Valeurs indicatives)</i>	
<ul style="list-style-type: none">NatureGrammage	Nontissé polypropylène et polyéthylène 35 gr /m ² (PP 20gr + PE 15gr)	
CARACTERISTIQUES MECANIKES	<i>(*Valeurs indicatives)</i>	
MARQUAGE CE	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1	
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
10 sachets de 10 pcs Crt de 100 blouses	55x25x33 cm	8 Kg

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.