

DESIGNATION : BLOUSE VISITEUR POIGNETS ELASTIQUES

REFERENCE : M020-25BC/JA/VT/BE/BF

D73-02-FT M020-25

Version 1/1

Page 1/1

LOT :



SANS LATEX

APPLICATIONS

Recommandé pour les visiteurs, l'isolement

TAILLE

Unique

DIMENSIONS

Longueur : 110 cm

Tour de taille : 137 cm

COLORIS

Blanc	M020-25BC
Bleu	M020-25BE
Bleu foncé	M020-25BF
Vert	M020-25VT
Jaune	M020-25JA

PRÉSENTATION DU MODÈLE

Modèle souple et léger

Col rond – liens à la taille et à l'encolure

Manches longues et droites avec emmanchure ample

Poignets élastiqués – sans latex

MODE D'ELIMINATION

Par incinération

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

(*Valeurs indicatives)

- Nature
- Grammage

Non tissé polypropylène

25 gr/m² (+/- 5 %)

TEMPERATURE DE FUSION

165° C

STERILISATION

Autoclavable 121 ° C

MARQUAGE CE

oui non

CERTIFICATION

Dispositif Médical (DM) de classe 1
Conforme à la Directive 93/42

CONDITIONNEMENT

DIMENSIONS

POIDS

Crt de 100
10 sachets de 10
Palette de 36 cartons

46 x 27 x 29 cm

4.3 Kg

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.