

DESIGNATION : CHEMISE D'OPERE MANCHES COURTES


REFERENCE : M013-40BE Grande taille XXL

D73-02-FT M013-40BE

Version 1/1

Page 1/1

LOT :

	APPLICATIONS	
	Pour couvrir le patient lors d'interventions chirurgicales ou examens.	
	TAILLE	
	Unique spécial grande taille – patient corpulent.	
	DIMENSIONS	
	Largeur : 85 cm Longueur : 124 cm	
	COLORIS	
	Bleu foncé	
PRÉSENTATION DU MODÈLE	Modèle opaque et confortable Encolure ronde avec liseré blanc Liens à l'encolure et à la taille Matière traitée antistatique Emballage par 10 sous sachet recyclé (carton de 100)	
MODE D'ELIMINATION	<i>Par incinération</i>	
COMPOSITION DE LA MATIÈRE	(*Valeurs indicatives)	
<ul style="list-style-type: none">• Nature• Grammage	Nontissé polypropylène 40 gr	
TEMPERATURE DE FUSION	165°C	
STERILISATION	Autoclave à 121°C	
MARQUAGE CE	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1 Conforme à la Directive 93/42	
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Crt de 100 10 sachets de 10 Palette de 15 cartons	76 x 26 x 31 cm	10.3 Kg

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.