

## Fiche Technique – Demi-masque filtrant FFP2 NR - Standard

<b>Désignation :</b>	<b>Demi-masque filtrant FFP2 NR – sans soupape</b>
<b>Classe :</b>	<b>FFP2 NR – sans soupape - selon EN 149:2001 + A1:2009</b>
<b>Référence :</b>	<b>FF2A1EW</b>
<b>Composition :</b>	<p><b>Matériaux (sans latex, sans fibre de verre) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Face extérieure et intérieure en polypropylène</li> <li>• Média filtrant en polypropylène (meltblown)</li> <li>• Brides élastiques en caoutchouc (spandex) / Nylon – Sans Latex</li> <li>• Pince nez en acier/polypropylène/polyéthylène</li> <li>• Soudures par ultrason</li> </ul>
<b>Entretien :</b>	<b>Sans entretien, usage unique</b>
<b>Temps de port conseillé :</b>	<b>8 heures maximum</b>
<b>Durée de vie :</b>	<b>5 ans à partir de la date de fabrication</b>
<b>Emballage :</b>	<b>Boite de 50 demi-masques – Dim. (L x l x H) - 150 x 130 x 190 mm</b>
<b>Conformité :</b>	<p><b>Norme EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR</b>  <b>Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle</b>  <b>Organisme Notifié UE (modules B et C2): APAVE SUD EUROPE (N°0082)</b></p>




CE 0082

### Modèles et références :

Classe	Référence
FFP2 NR	Ref. FF2A1EW

### Caractéristiques Techniques :



N°	Désignation	Matière	Dimensions / Grade
1	Face intérieure	100% Polypropylène	25 g/m <sup>2</sup> ± 7%
2	Média filtrant #1	100% Polypropylène (meltblown)	30 g/m <sup>2</sup> ± 7%
3	Média filtrant #2	100% Polypropylène (meltblown)	30 g/m <sup>2</sup> ± 7%
4	Face extérieure	100% Polypropylène	50 g/m <sup>2</sup> ± 7%
5	Bride de fixation (x2)	Spandex / Nylon – Sans Latex	5 x 190 mm
6	Pince nez	2 fils - Acier/Polypropylène/Polyéthylène	90 x 5 mm

## Fiche Technique – Demi-masque filtrant FFP2 NR - Standard

### Conditionnements :

N°	Désignation	Qté Demi-masques	Dimensions – L x l x H (mm)	Poids brut moyen (kg)
1	Boîte de 50 demi-masques	50	150 x 130 x 190	0,50
2	Carton de 12 boîtes de 50 demi-masques	600	394 x 384 x 308	6,00
3	PaLETTE de 36 cartons de 12 boîtes de 50 demi-masques	21 600	1200 x 800 x 1998	241,00

