

## Fiche Technique

# Gel ultrasonique

**NEOJELLY®US**

Gel échographie

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	K50ZZ99
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	I
Règlement applicable :	2017/45
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	01/05/2010
Fabricant :	CERACARTA



#### Descriptif du dispositif :

Gel de transmission ultrasonique.

Hypoallergénique, Hydrosoluble, Non irritant, Non corrosif, Non abrasif.

#### Références Catalogue :

Désignation du produit	Références	Conditionnement
Gel de transmission ultrasonique bleu (250 ml)	250978	Carton de 12 u
Gel de transmission ultrasonique bleu (Cubitainer de 5L)	250981	Carton de 1 u
Gel de transmission ultrasonique transparent (Cubitainer de 5L)	250982	Carton de 1 u
Gel de transmission ultrasonique transparent (250 ml)	250983	Carton de 12 u

# Fiche Technique

## Composition du dispositif et accessoires :

### Principaux composants et matériaux :

Matériau : Eau

Matériau : Polymères

Matériau : Agents colorants

Matériau : Conservateurs

Matériau : Agents humectant

### Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

**Latex** : Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B** : Absence

**Origine animale ou biologique** : Absence

**Bisphénol A** : Absence

### Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

#### Domaines :

Obstétrique

Cardiologie

#### Indications :

Gynéco-obstétrique

**2 PROCEDE DE STERILISATION** : Produit non stérile

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION** :

#### Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

#### Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

#### Durée de validité du produit :

5 ans.

**4 AUTRES DONNEES TECHNIQUES** :

PH :  $6.2 \pm 0.4$

Densité :  $1.02 \text{ gr / cm}^3$

Viscosité :  $80.000 \pm 10.000 \text{ cps}$

Le gel ne contient pas de Parabène.

Ce gel est préconisé pour un usage externe.