



**DIVAN MOREUIL – 2 BLOCS TIROIRS**  
**(RÉFÉRENCE : 2106/2BLOC)**



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Table fixe avec 2 blocs 4 tiroirs, fermant à clef.
- Sellerie tendue, épaisseur 50 mm avec bourrelets.
- Dossier réglable par vérin à gaz, commande à droite.
- Dessous assise et dossier avec capot de protection blanc.
- Porte rouleau.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m<sup>3</sup>.

**DIMENSIONS:**

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 110 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Trou visage dans dossier. **(LUMIÈRE)**
- Paire de douilles coulissantes pour étriers. **(2106/12DE)**
- Paire d'étriers INOX. **(1991/0)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. **(1991/2)**
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Douille + coulisse chromée pour porte sérum. **(2050/D)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). **(4160/1)**
- Protection PVC cristal transparent pour les pieds du patient. **(PROTEC)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (fixation velcro). **(PROTECTOTAL/VELCRO)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (agrafé à la sellerie). **(PROTECTOTAL/AGRAF)**
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. **(2160/RAIL)**
- Paire de gouttières en PU – réglable en hauteur et inclinable. **(3053/G)**