



DIVAN LICATA PÉDIATRIE – SANS JAMBIÈRE
(RÉFÉRENCE : 2108/12V)



CARACTÉRISTIQUES:

- Bâti en tube carré époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm avec bourrelets latéraux.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Dessous assise et dossier en pvc blanc.
- Porte rouleau.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 1500 × l. 670 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 640 × l. 670 mm.
- Assise: L. 860 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 35 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Douille + coulisse chromée pour porte sérum. **(2050/D)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Housse de protection pour barrières. **(2161/B)**
- Roulettes escamotables Ø 80 mm. **(ROUL/ESCA)**
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées, + 8 cm)**. **(2160/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 75 mm à frein) **(H. max/mini modifiées)**. **(2180/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées)**. **(2190/R)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). **(4160/1)**
- Protection PVC cristal transparent pour les pieds du patient. **(PROTEC)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (fixation velcro). **(PROTECTOTAL/VELCRO)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (agrafé à la sellerie). **(PROTECTOTAL/AGRAF)**
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. **(2160/RAIL)**
- Paire de gouttières en PU – réglable en hauteur et inclinable. **(3053/G)**