



FAUTEUIL EEG SUR COLONNE ÉLECTRIQUE
(RÉFÉRENCE : 3060/ELEC)



Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil de consultation en 3 parties.
- Sur piètement X avec 4 roulettes diamètre 100 à frein.
- Sur colonne électrique, hauteur de 520 à 720 mm.
- Dossier et jambière synchrones et réglables par vérin à gaz.
- Tête réglable en hauteur et profondeur.
- 2 appui-bras en revêtement PVC pivotants, articulés, réglables en hauteur.
- Mousse densité 38 kg/m³.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 1680 x l. 850 x H. 520/720 mm.
- Dossier: L. 560 x l. 540 mm.
- Assise: L. 480 x l. 540 mm.
- Jambière: L. 270 x l. 540 mm.
- Poids du fauteuil: 70 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Paire d'accoudoirs en PVC avec système de rotules. **(ROTULES/ACC)**
- Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm). **(3521/0)**