



**FAUTEUIL ORL « CORBIE » - COLONNE ÉLECTRIQUE – SOCLE ROND**  
**(RÉFÉRENCE : 3540/0)**



**(photos non contractuelles)**

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Fauteuil de consultation en 3 parties.
- Colonne électrique, hauteur de 520 à 720 mm.
- Sur socle rond (Ø 660 mm).
- Dossier et jambière synchrones et réglables par vérin à gaz.
- Accoudoirs escamotables.
- Appui-tête en mousse de PU noir incurvé.
- Repose pied réglable et synchrone avec le mouvement de la jambière.
- Mousse densité 38 kg/m<sup>3</sup>.

**DIMENSIONS:**

- Hors tout: L. 1470 × l. 600 × H. 520/720 mm.
- Dossier: L. 660 × l. 540 mm.
- Assise: L. 460 × l. 540 mm.
- Jambière: L. 320 × l. 540 mm.
- Poids du fauteuil: 70 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Motorisation électrique dossier/jambière. **(3522/0)**
- Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm). **(3521/0)**
- Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). **(603/0)**
- Tête NETTI réglable en hauteur et profondeur (30 cm). **(NETTI)**