

# DÉFRIBILLATEUR AUTOMATIQUE FRED PA-1

Réf. SSDEFI03


**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics




GARANTIE  
**10**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE

**CE**  
0459

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE  
MEDICAL DEVICE IIb



# DÉFRIBILLATEUR AUTOMATIQUE FRED PA-1



Réf. SSDEFI03

## Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) automatique simple, à la portée de tous

Le FRED® PA-1 est parfaitement adapté pour un usage sur patient adulte comme sur patient enfant grâce à ses électrodes dédiées.

Adapté à un usage dans les établissements de santé, les ERP : il est par conception un appareil destiné au plus large public.

- Indicateur lumineux de délivrance du choc électrique (pour version entièrement automatique)
- Interface utilisateur simple et épurée, synthèse vocale en Français
- Possède différentes fonctions d'aide au massage cardiaque afin de guider l'utilisateur de manière à effectuer une RCP de qualité à la bonne fréquence
- Mis en marche instantanée dès l'ouverture du capot
- Equipé par défaut d'un métronome permettant à l'utilisateur de connaître le rythme adéquat du massage cardiaque
- Effectue des autotests périodiques de manière quotidienne ou hebdomadaire
- Par défaut en français (Option trilingue possible)
- Peut enregistrer jusqu'à 2h de données et 500 événements
- Paire d'électrodes de défibrillation pré-connectée logée dans le capot du DAE avec le kit de premiers secours\* (emplacement pour une deuxième paire d'électrodes sous le DAE)
- Voyants lumineux visibles à plus de 15m
- Boîtier ABS V0 (ignifugé) qualité médicale
- Niveau sonore maximal en fonctionnement : 85 db
- Livré en standard avec 1 pile : LiMnO2 15V, 2,8Ah

\*Trousse de premiers secours : 1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de gants vinyles, 1 masque de ventilation, 2 compresses stériles, 1 serviette pour essuyer la victime

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0459

Code barres : 3661041009291

Garantie (mois) : 120

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 11,0

Largeur conditionnement (cm) : 40,0

Longueur unitaire (cm) : 25,5

Longueur conditionnement (cm) : 40,0

Hauteur unitaire (cm) : 30,0

Hauteur conditionnement (cm) : 15,0

Poids unitaire (kg) : 3,155

Poids conditionnement (kg) : 3,155

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 50

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 95



01/08/2022 12:48 -