

MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP + PRINT

COMEN

Réf. BCMONI09



Piles



Secour

CE
1639

DISPOSITIF MEDICAL CLASSÉ II
MEDICAL DEVICE II



MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP + PRINT

COMEN

Réf. BCMONI09

Le moniteur multi-paramètres très intuitif et d'une grande lisibilité avec son écran tactile 8", doté d'un thermomètre tympanique et d'une imprimante

Le moniteur NC5 est le moniteur multi-paramètres parfaitement adapté à tous les services des établissements hospitaliers et des cliniques, grâce à son double mode de contrôle ponctuel et de surveillance continue au chevt du patient et à sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural.

- Mesure PNI, SpO2 et TEMP (thermomètre tympanique infra-rouge sans fil).
- imprime les résultats.
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Alarmes sonores et visuelles (distinction entre problème physiologique et problème technique, fonction: appel infirmier(e)).
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous types de patient (Adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte).
- Affichage des scores d'alerte précoce: NEWS, MEWS, EWS et calcul de paramètres cliniques.
- Batterie lithium 2200mAh rechargeable intégrée d'une autonomie de 3 heures et autonomie de 8 heures avec batterie lithium 4400mAh non intégrée.
- Communication: WIFI, HL7, appel infirmier(e) avec le Système Informatique de l'Hôpital (SIH) et le système de Surveillance Centralisé.
- Options: Pied à roulettes, support mural, douche code barre
- Poids: 2,3kg

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE1639

Code barres : 3661040220017

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 9018199560

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 16,5

Largeur conditionnement (cm) : 29,5

Longueur unitaire (cm) : 16,5

Longueur conditionnement (cm) : 36,5

Hauteur unitaire (cm) : 25,0

Hauteur conditionnement (cm) : 26,0

Poids unitaire (kg) : 2,300

Poids conditionnement (kg) : 3,800

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 50

Humidité mini :

Humidité maxi : 85



31/08/2022 12:41

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.