

# MASQUE CHIRURGICAL ENFANT À USAGE UNIQUE - EN 14683 TYPE IIR

## DESCRIPTION

Cette boîte contient 50 masques chirurgicaux non-tissés 3 plis EN 14683:2019 Type IIR à usage unique de taille adaptée pour les enfants de 6-13 ans, conditionnés en 5 sachets de 10 masques. Chaque masque est constitué d'un complexe filtrant à 3 couches (SMS), une barrette nasale et de 2 élastiques auriculaires. Les masques chirurgicaux sont des Dispositifs Médicaux de Classe I, Règle 1 selon le Règlement 2017/745. L'Efficacité de Filtration Bactérienne (EFB) de ce masque de protection respiratoire est supérieure ou égale à 98% selon la norme EN 14683 :2019. Les masques chirurgicaux de type IIR sont utilisés, au minimum, pour des patients afin de réduire le risque de propagation des infections, en particulier dans un contexte d'épidémie ou de pandémie. Convient en milieu médical. La bonne utilisation de ce masque limite la transmission des virus respiratoires.

## CARACTÉRISTIQUES

- Masque jetable à usage unique
- Dispositif médical conforme à la norme EN14683
- Type IIR : Efficacité de Filtration Bactérienne (EFB)  $\geq$  98%
- Fixation facile et rapide par élastiques auriculaires
- Modèle plissé avec barrette nasale pour une meilleure ergonomie faciale
- Non-tissé à 3 couches (SMS) non-stérile
- Antiprojection de gouttelettes
- Dimensions du masque adaptée aux 6-13 ans : 14,5 x 9,5 cm (+/- 0.5mm)
- Conditionné en 5 sachets de 10 masques



## TABLEAU DONNÉES LOGISTIQUES

REF INTERNE: OPMPR-C3PT2R-EB	BARCODE: 3701417800210	CONDITIONNEMENT: BOITE DE 50 PCS : 5 SACHETS DE 10 PCS	POIDS UNITAIRE: 180 G	POIDS CARTON: 8.2 KG	TAILLE CARTON: 52 X 32,5 X 40 CM	COLISAGE: 40 BOITES	SOUS COLISAGE: 0	NB DE PCS / PALETTE : 1200 BOITES
---------------------------------	---------------------------	--	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------	---

Usage unique

