

# CHARLOTTES À CLIP CONFORT

USAGE UNIQUE - 21'' - 53 cm - 10gr/m<sup>2</sup>



## CARACTERISTIQUES

### Confort :

- » Matière très légère et douce pour le cuir chevelu
- » Matière hydrophobe
- » Elastique double tricoté pour un serrage parfait et confortable, sans pression excessive sur le front et les tempes

### Environnement :

- » Poids-plume éco-responsable
- » Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
- » Fabriqué en France

### Pratique :

- » Sachet de 100 pièces / Carton de 10 sachets
- » Boîte de 100 charlottes / Carton de 10 boîtes

### Sécurité :

- » Non-tissés OEKO-TEX
- » Non-tissés fabriqués en UE
- » **CE** : Dispositif médical de classe I destiné à être utilisé comme barrière permettant de réduire la transmission de saleté et/ou agents infectieux, notamment cheveux et altérations du cuir chevelu (milieu médical, dentaire, beauté ...) ; EPI de catégorie I destiné à la protection de l'utilisateur contre des conditions atmosphériques non extrêmes (poussières, saletés non dangereuses,...), notamment dans les domaines de la propreté et de l'industrie
- » Sans latex, Sans calcite

## CONDITIONNEMENT

Couleur		Charlotte	Sachet de 100 charlottes	Unité de vente		Unité de vente	
				Carton de 10 sachets	Boîte de 100 charlottes	Carton de 10 boîtes	Carton de 10 boîtes
Blanc ●	Référence	MC-10110	MC-10110-S	MC-10110-C	MC-10120-B	MC-10120-C	MC-10120-C
	Code barre	NA	3770019642733	03770019642733	3770019642955	03770019642955	03770019642955
Bleu ●	Référence	MC-10111	MC-10111-S	MC-10111-C	MC-10121-B	MC-10121-C	MC-10121-C
	Code barre	NA	3770019642740	03770019642740	3770019642962	03770019642962	03770019642962
Vert ●	Référence	MC-10112	MC-10112-S	MC-10112-C	MC-10122-B	MC-10122-C	MC-10122-C
	Code barre	NA	3770019642801	03770019642801	3770019642979	03770019642979	03770019642979
Jaune ●	Référence	MC-10113	MC-10113-S	MC-10113-C	MC-10123-B	MC-10123-C	MC-10123-C
	Code barre	NA	3770019642818	03770019642818	ecc	ecc	ecc
Rouge ●	Référence	MC-10114	MC-10114-S	MC-10114-C	MC-10124-B	MC-10124-C	MC-10124-C
	Code barre	NA	3770019642757	03770019642757	ecc	ecc	ecc
Rose ●	Référence	MC-10116	MC-10116-S	MC-10116-C	MC-10126-B	MC-10126-C	MC-10126-C
	Code barre	NA	3770019642795	03770019642795	ecc	ecc	ecc
Noir ●	Référence	MC-10118	MC-10118-S	MC-110118-C	MC-10128-B	MC-10128-C	MC-10128-C
	Code barre	NA	3770019642825	03770019642825	ecc	ecc	ecc


**Charlotte à clip**

## PALETTISATION

Conditionnement en sachet


Fabrications jusqu'en Avril 2023:

**Palette de 48 cartons :**  
**1200 x 800 x 2225 mm**  
**Poids : 170 kg**  
**6 rangées de 8 cartons**



Fabrications à compter d'Avril 2023:

**Palette de 50 cartons :**  
**1200 x 800 x 2300 mm**  
**Poids : 180 kg**  
**5 rangées de 10 cartons**



Conditionnement en boîte

**Palette de 40 cartons :**  
**1200 x 800 x 2350 mm**

**Poids : 205 kg**  
**10 rangées de 4 cartons**

