



Sleepy Alèse

EAN Paquet : 8681212061182

Quantité (Pcs) : 30

Poids (Gr) : 1.4

Réf : 311214DM



Description Produit :

- ✓ Élaborée pour préserver la propreté des lits, matelas et chaises.
- ✓ Applicable lors de procédures non stériles, comme la pose de pansements ou les prises de sang, afin de garantir une hygiène irréprochable.
- ✓ Grâce au voile de surface en non-tissé, les liquides sont rapidement dirigés vers le matelas absorbant, assurant une protection optimale contre les fuites.
- ✓ Idéale en complément des dispositifs de protection pour les personnes souffrant d'incontinence.

Données de Sécurité :

- ✓ Sans latex : Minimise le risque d'allergie au latex.
- ✓ Évaluation de l'absorption réalisée conformément à la méthode Rothwell (ISO 11948-1).

Traçabilité : Numéro de lot sur chaque paquet

Informations réglementaires :

- ✓ Classifié en tant que dispositif médical de classe I.
- ✓ Conforme au marquage CE (Règlement MDR 2017/745).

Spécifications

Notre alèse médicale est spécialement conçue pour offrir une protection supérieure et un confort optimal dans les environnements médicaux. Voici les caractéristiques clés qui en font un choix idéal pour répondre aux besoins de vos patients :

Protection Avancée : Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette alèse assure une barrière fiable contre les liquides, protégeant ainsi les lits, matelas et fauteuils contre les fuites et les taches.

Confort Optimal : Le voile de surface en non-tissé assure une sensation douce et agréable, améliorant le confort du patient tout en assurant une absorption rapide des liquides.

Sans Latex : Notre alèse est garantie sans latex, éliminant ainsi tout risque d'allergie lié au latex et assurant une utilisation sans danger pour tous les patients.

Conformité Réglementaire : Classifiée en tant que dispositif médical de classe I, notre alèse est conforme aux normes les plus strictes, avec le marquage CE selon le Règlement MDR 2017/745.

Références	311214DM
Dimensions	60*90cm
Matière	Polyéthylène
Absorption	Extra

FICHE TECHNIQUE



Présentation Technique de l'Alèse Médicale Sleepy :

Composition Matérielle : L'alèse est composée d'un voile de surface en non-tissé de haute qualité, garantissant une absorption rapide des liquides, associé à une couche inférieure imperméable pour une protection maximale.

Dimensions et Formats Variés : Disponible dans une gamme de dimensions pour répondre à diverses exigences médicales, notre alèse est également proposée en formats jetables ou lavables, offrant une flexibilité adaptée à vos protocoles.

Test d'Absorption : Chaque lot est soumis à des tests d'absorption selon la méthode Rothwell (ISO 11948-1), garantissant des performances optimales et une fiabilité constante.

Facilité d'Utilisation : La conception pratique de notre alèse médicale permet une installation facile sur les lits, matelas ou fauteuils, assurant une utilisation sans tracas pour le personnel médical.

Fournissez à vos patients une protection de qualité supérieure et un confort optimal avec notre alèse médicale, conçue pour répondre aux normes les plus élevées de l'industrie médicale.

Durée de vie : 3 mois après ouverture.

Le numéro de lot figurant sur le sachet permet d'assurer toute traçabilité.

Lieu de Distribution : France Beauvais


Présentation / Conditionnement

Référence	Unités / Paquet	Unité / sachet	Sachet / Palette
311214	30	4	48
Dimensions Sachets	Poids Sachets	Plan de palettisation	Code Ean
	5,6	 120x100X240	8681212061182
Marquage CE	Fabrication	Expiration	Poids Produit
<ul style="list-style-type: none">Oui	<ul style="list-style-type: none">Turquie	<ul style="list-style-type: none">5 ans	<ul style="list-style-type: none">1,4
Stockage	Éviter l'exposition à l'humidité et à la lumière solaire. Le stockage doit s'effectuer dans une plage de température comprise entre 5°C et 40°C.		

ANNEXE 1



Maquette face A



Fiche Technique
FT-Alese-4v1.0
Le 15/12/2022

ANNEXE 2



Tableau

CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Classification:	Underpad
Age Group:	Adult
Place of Origin:	Turkey
Brand Name:	Sleepy Sensitive
Size of diaper	60*90
Standart Weight (g)	59,47 ± 2
Test Result (g)	59,44
Pulp (g)	45
Product length (mm)	900 ± 10
Test Result (mm)	901
Core Length (mm)	800 ± 10
Test Result (mm)	802
Product Width (mm)	610 ± 5
Test Result (mm)	611
Core Width (mm)	500 ± 5
Test Result (mm)	500
RAW MATERIALS	
Backsheet:	Textile backsheet
Nonwoven Topsheet:	Polypropylene
Glue:	Hot melt
Cellulose:	Cellulose
Packaging Material:	Polyethylene
17/03/2020	
BURAK KELLECI R&D CHIEF	



Fiche Technique
FT-Alèse-4v1.0
Le 15/12/2022