

Présentation du produit

Conditionnement

800 unités

- Contenu : 20 sachets de 40 unités
- Dimensions : 460 x 420 x 390 mm



Sachet de 40 unités

- Contenu : 8 rouleaux de 5 unités

Étiquetage

- Nom et adresse du fabricant
- Désignation du produit en plusieurs langues
- Référence commerciale et code-barres
- Marquage CE
- Nombre d'unités
- À usage unique
- Conditions de stockage

Caractéristiques générales

Description : surchaussures DELUXE en tissu avec semelle antidérapante en polyéthylène.

De surface texturée, ces surchaussures disposent d'un ajustement élastique pour favoriser une bonne adaptation à d'autres éléments de protection. Le matériau de fabrication (polyéthylène) offre une bonne résistance à la pénétration de liquides et l'élastique en caoutchouc permet de simplifier l'enfilage ainsi que l'ajustement. Imperméable.

Ces surchaussures sont à taille unique.

Dimensions :

Longueur : 41 cm ± 2 cm

Largeur : 16 cm ± 2 cm

Poids de 9 g ± 0,5 g

Coloris : blanc (polypropylène) et bleu (polyéthylène chloré)

Durée de vie utile : 5 ans

Classification :

Équipement de protection de **catégorie I** selon le règlement (UE) 2016/425

Propriétés physiques

Composition : polypropylène (PP) et polyéthylène chloré (CPE)

Caractéristiques :

- Produit ambidextre
- Exempt de latex
- Exempt de protéines
- Non poudré



Tailles

Taille unique

Fiche logistique

RÉF	Code EAN		Poids des emballages en kg	Volume en m ³	Boîtes/palette	Montage/palette (boîtes x hauteurs)
	Sachet intérieur	Conditionnement extérieur				
DF02DM	8437001000425	8437001000326	8,25	0,06564	18	6 X 3

Usages et applications

Dans le domaine de la santé, ces surchaussures de protection peuvent être utilisées pour le travail dans les environnements propres médico-sanitaires et alimentaires, en laboratoire et, en règle générale, pour toutes les activités exigeant le port d'une barrière de protection contre les éclaboussures et la pollution ambiante.

En outre, ces surchaussures peuvent être destinées aux secteurs de l'**industrie alimentaire**, de l'**électronique** et du **nettoyage** puisque le polyéthylène et le polypropylène sont exempts de latex et d'accélérateurs chimiques, ce qui permet de réduire les problèmes d'irritation cutanée provoqués par des allergies (bien que ce produit ne soit pas conçu pour se trouver

en contact direct avec la peau), tout en bénéficiant d'un confort et d'une simplicité d'enfilage acceptables.

Dans le domaine de l'alimentation, ces surchaussures sont conformes aux exigences du règlement relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, bien qu'elles ne soient pas conçues pour se trouver en contact direct avec les aliments, excepté de manière fortuite.

Conditions de stockage

À entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter l'excès de chaleur et tenir à l'abri du rayonnement direct du soleil ou d'un éclairage fluorescent. Éviter également la présence d'équipements à haute fréquence à proximité du produit.



Directives et normes de référence

- **Décret royal espagnol 1407/1992** relatif aux équipements de protection individuelle
- **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux équipements de protection individuelle

Système de gestion

Système de gestion conforme à la norme ISO 9001

Conformité du produit

